



Smart Implant Solutions

FULL DIGITAL WORKFLOW

THINK DIGITAL 2025
GUÍA DE PRODUCTOS

Smart Implant Solutions 





Smart Implant Solutions

ESPECIALIZADOS EN LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADITAMENTOS DENTALES.

Smart Implant Solutions nace fruto del amor a nuestra profesión. Ofrecemos soluciones innovadoras, preparadas para el futuro digital, que cubren las necesidades del mercado en materia de aditamentos para implantes.

Un gran equipo de profesionales trabaja a diario para encontrar soluciones a sus necesidades. Colaboramos con profesionales del sector dental (odontólogos, protésicos,...) que nos ayudan a diseñar los mejores aditamentos y estar a la última en las tendencias del mercado.

Nos dedicamos a innovar con seriedad, pero también con pasión.

Smart Implant Solutions recientemente ha ampliado sus instalaciones, reubicando la planta de fabricación en Etxebarria, Bizkaia y manteniendo sus oficinas centrales en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, la red de parques tecnológicos del País Vasco en los que únicamente están ubicadas empresas, centros tecnológicos, unidades de investigación de las universidades y centros de investigación de alto componente tecnológico.



V23/02



VIDEO

SMART IMPLANT SOLUTIONS

Calidad	4
Ensayos / Etiquetado	5

PRODUCTOS SMART

Librerías Smart	6
Scanbody intra/extra-oral	8
Análogo tradicional y digital	9
Ti-bases	10
Ti-bases Cerec®	11
Smart Angle	12
Chimeneas anguladas	12
Multi-Unit SIS®	13
Multi-Unit	14
Locator®/SIScator	24
BIOCARB	26
BIOGOLD	27
Tapones de cicatrización	28

GENERAL

Instrumentos para implantología	65
---------------------------------	----

Las marcas mencionadas son propiedad de de sus respectivos propietarios.

CATÁLOGO GENERAL DE CONEXIONES

		[FAMILIA]
CEREC® <i>Ti-Base</i>	11	N/A
MULTI-UNIT <i>Aditamentos</i>	15	1300
MULTI-UNIT <i>Mini</i>	18	1300
SiScator/Locator® <i>Trilobular</i>	25	N/A
NOBEL BIO CARE® BRANEMARK® <i>Hexágono Externo</i>	29	0100
NOBEL BIO CARE® REPLACE SELECT® <i>Trilobular</i>	31	0800
NOBEL BIO CARE® NOBEL ACTIVE® <i>Interna Activa</i>	33	0900
MIS SEVEN® <i>Hexágono Interno</i>	35	0160
MIS® C1/V3 <i>Hexágono Cónico Interno</i>	37	1800
ASTRA® TECH OSSEOSPEED® <i>Cónica Interna</i>	38	0500
ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION <i>Cónica Interna</i>	40	2300
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® <i>Octógono</i>	41	0600
STRAUMANN® BONE LEVEL® <i>Interna</i>	43	1100
BIOMET 3i® OSSEOTITE® <i>Hexágono Externo</i>	45	0200/0100
BIOMET 3i® CERTAIN® <i>Hexágono Interno "Click"</i>	47	0400
BTI® <i>Tetralobular Interno</i>	49	0700
BTI® <i>Hexágono Externo</i>	51	1200/0100
ZIMMER® SCREW-VENT® <i>Hexágono Interno</i>	53	0300
PHIBO® TSH® <i>Hexágono Externo</i>	55	1500/0100
BIOHORIZONS® TAPERED® <i>Hexágono Interno</i>	57	1600
NEOBIOTECH® IS SYSTEM <i>Cónica Interna</i>	59	2200
NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®) <i>Cónica Interna</i>	60	2400
MEGAGEN ANYRIDGE® <i>Cónica Interna</i>	61	2500
OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET <i>Cónica Interna</i>	62	2800
DIO® UFII® <i>Cónica Interna</i>	64	2900

CALIDAD

Para Smart Implant Solutions la calidad es lo primero.
Contamos con todos los certificados que garantizan la calidad de nuestros productos.



- **LICENCIA DE FABRICANTE DE PRODUCTOS SANITARIOS**
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
- **ISO 13485**
Garantía de Gestión de la Calidad en la Fabricación de Productos Sanitarios.
- **MARCA CE**
En los productos.




ASOCIADOS A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA.



*“Tenemos tanta confianza en nuestros productos,
que nuestro logotipo es el símbolo de infinito,
el período de garantía que ofrecemos”.*

GARANTÍA DE CALIDAD

Smart Implant Solutions únicamente emplea titanio de la más alta calidad (grado médico)
para la fabricación de todos sus componentes.
Ti6Al6V4 GRADO 5 ELI SEGÚN NORMA: ASTM F136 ISO 5832/3



ENSAYOS

MECÁNICOS SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 14801



Los productos de Smart Implant Solutions pasan por nuestro banco de pruebas donde les realizamos **ensayos mecánicos** según la norma **UNE-EN ISO 14801**.

En estos ensayos comprobamos:

- **TORSIÓN**
Para determinar el par torsor máximo que soporta el tornillo interno.
- **COMPRESIÓN**
Para determinar la fuerza máxima soportada por el conjunto.
- **FATIGA**
Para determinar la fuerza máxima a la que el conjunto tiene vida infinita (5 millones de ciclos).

ETIQUETADO

DE PRODUCTOS NORMATIVA MDR 2017/745

1. Descripción de la conexión.
2. Descripción del producto.
3. Código.
4. Referencia de producto.
5. Número de lote.
6. Fecha de fabricación.
7. Código UDI de identificación de producto sanitario.
(01) O + GTIN
(11) Fecha de Fabricación.
(10) N° de lote.
8. Símbolo de "producto de un solo uso".
9. Símbolo MD de indicación de producto sanitario.
10. Marcado CE con número de Organismo Notificado
(en el caso de productos de Clase II).
11. Símbolo de "consultar instrucciones de uso".
12. Símbolo de "Sólo para uso profesional".
13. Datos completos del fabricante.
14. Símbolo de "Producto no estéril".

- 1 **Conexión**
Producto
- 2 **Connection**
Product
- 3 **SIS-XXXX**
- 4 **REF** SIS-[AA][BB].[C][D].[EE][FF][GG].[H]
- 5 **LOT** XXXXXXXX
- 6 **YYYY-MM-DD**
- 7  (01) XXXXXXXXXXXXXXXX
(11) XXXXXX
(10) XXXXXX
- 8  8
- 9 **MD** 9
- 10  10
- 11  11
- 12 **Rx only** 12
- 13 **Smartl mplant SolutionsS .L**
Parque Científico y Tecnológico
Pº Mikeletegi 69 I 20009 San Sebastián (Spain)
T. (+34) 943 322 812
pedidos@smartimplantsolutions.com
- 14  14

Extraer producto del envase. Tratamiento en autoclave a 121°C (249°F) utilizando una bolsa aprobada por la FDA durante 30 min., secado 30min.
Discard the package. Autoclaving the product using an FDA-cleared pouch at 121°C (249°F) for 30min. and a drying time for 30min.


LIBRERÍAS SMART

¿CÓMO DESCARGAR LIBRERÍAS DE IMPLANTES?



PASO 1

1. Desde una computadora, conectarse a:
www.smartimplantsolutions.com
2. En el menú principal, pulse el botón LIBRERÍAS.



PASO 2

1. Pulse el botón DESCARGAR.
Este enlace te dirige a la página de descargas WETRANSFER .

PASO 3

1. Pulse el botón DESCARGAR.
Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.

PASO 4

DESCOMPRIMIR ARCHIVO .ZIP

1. Vaya a la carpeta Descargas de su PC.
2. Descomprima el archivo llamado:
"SIS_EXOCAD....zip"



Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como WinZip o WinRar.



LIBRERÍAS ASOCIADAS AL SCANBODY TI

SCANBODY TI

Librerías para trabajar con Ti-Bases, bases de CrCo (sobrecolable) y con análogos digitales, desde escaneado intraoral o de sobremesa

SCANBODY D (Implant Level)

Librerías para los scanbodies de titanio. Son para trabajar directo a implante sobre análogo digital, desde escaneado intraoral o de sobremesa.



SCANBODY INY

Librerías para trabajar con el scanbody que se entrega con cada Ti-base. Sirve para trabajar sobre Ti-base o sobre base de CrCo (sobrecolable).

Este escaneado siempre se hace con la Ti-base estándar (altura más baja).

La selección de altura gingival o cementable se hace en exocad.


exocad	3shape	dental wings
Gratis para: • Ti-Bases. • Bases de Cr-Co (sobrecolable). • Análogos digitales. • Directo a implante.	Gratis para: • Ti-Bases. • Bases de Cr-Co (sobrecolable). • Análogos digitales.	Gratis para: • Ti-Bases. • Bases de Cr-Co (sobrecolable). • Análogos digitales.

Si desea consultar otras opciones para 3shape y dentalwings, envíe un e-mail a la dirección de correo:

info@smartimplantsolutions.com

GUIAS DE INSTALACIÓN

Para más información sobre la instalación de librerías tiene disponible en el apartado web de LIBRERÍAS las guías de instalación en PDF.



SCANBODY

INTRA/EXTRA-ORAL



UN ÚNICO SCANBODY PARA TODOS LOS USOS.


La línea de Scanbodies desarrollada por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions **simplifica enormemente la forma de trabajar.** Sirve tanto para escaneados intraorales (clínica) como para su utilización en modelos de escayola o resina (laboratorio).

1. DIÁMETRO SIMILAR A LA CONEXIÓN

Cada scanbody está fabricado con el mismo diámetro que el implante lo que permite un mejor ajuste a la conexión en boca y evita los problemas con los tejidos blandos.

3. RADIOPACO

Completamente RADIOPACO. Imagen perfecta RX para comprobar el correcto asentamiento en el implante.



2. AMPLIA CARA PLANA

Amplia cara plana para un mejor best-fit y por consiguiente una mejor alineación geometría con la conexión.

MÁXIMA PRECISIÓN
en el mecanizado.
(8 micras).



ACABADO ARENADO:

El arenado del scanbody SIS permite que sea leído perfectamente por cualquier escaner del mercado.

MATERIAL:

Cuerpo íntegramente fabricado en Titanio grado 5.




SCANBODIES.PDF

ANÁLOGO

DE DOBLE USO, TRADICIONAL Y DIGITAL

El análogo de doble uso desarrollado por el departamento de I+D de Smart Implant Solutions reproduce la conexión del sistema de implantes con una precisión única.



Mecanizado de alta precisión.

Longitud reducida. (Ahorro de material de impresión).

Ajuste perfecto al modelo impreso.

 Reciclable.

Con patrón de impresión para ajustar la impresora de una forma exacta.

MATERIAL:

Acero inoxidable AISI-303.



ANÁLOGO.PDF

exocad **3shape**  **dental wings** 

Disponibles para descargar en la página web: www.smartimplantsolutions.com






SMARTIMPLANT

Ti-BASE



CON DIFERENTE ALTURA GINGIVAL (HG) Y DE CEMENTACIÓN (HC).



1. CARA PLANA: Perfecta orientación de la geometría con la conexión del implante.

2. CORTE LATERAL: Permite atornillar cuando el implante no está recto.

3. RETENCIONES MECÁNICAS: Permite que la cementación sea perfecta y duradera.



ROTATORIO



ANTIROTATORIO

RECUBRIMIENTO:
BIOGOLD.


MATERIAL:
Titanio grado 5.



Ti-BASES.PDF



Preparadas para trabajar con la solución Smart Angle.



Por la compra de cada Ti-Base, Smart Implant Solutions le suministrará gratuitamente su Scanbody correspondiente.

exocad 3shape dental wings

Disponibles en la pagina web: www.smartimplantsolutions.com

Ti-BASE compatibility with CEREC®



SMITHROOT



compatibility with CEREC®		Ti-Base Rotatoria	Tornillo
ASTRA® TECH OSSEOSPEED® Cónica Interna	Aqua 3,5/4,0	SIS-0512RAC	SIS-0540C
	Lilac 4,5/5,0	SIS-0512WAC	SIS-0541C
NOBEL BIO CARE® BRANEMARK® Hexágono Externo	NP 3,3	SIS-0112RAC	SIS-0160C
NOBEL BIO CARE® NOBELACTIVE® Interna Activa	NP 3,5/3,75	SIS-0912NAC	SIS-0915C
	RP 4,3/5,0	SIS-0912RAC	SIS-0914C
STRAUMANN® BONE LEVEL® Interna	NC 3,3	SIS-1112NAC	SIS-1104NC
	RC 4,1/4,8	SIS-1112WAC	SIS-1104C
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® Octógono	RN 4,8	SIS-0612RAC	SIS-0625C
ZIMMER® SCREW-VENT® Hexágono Interno	NP 3,5	SIS-0312NAC	SIS-0351C
	RP 4,5	SIS-0312RAC	SIS-0351C



Son compatibles con el Scanbody original de Cerec®.

Se venden con el tornillo incluido.

SMART ANGLE

30°




LA SOLUCIÓN ANGULADA MÁS SEGURA DEL MERCADO.



CONEXIÓN MEJORADA:
Evita el coronamiento de los tornillos.

ANODIZADO AZUL:
Permite distinguir un tornillo estándar a un tornillo Smart Angle.

Las Ti-Bases, bases de Cr-Co y las librerías de implantes están preparadas para utilizar la solución angulada Smart Angle.



CORTA (20mm)
SIS-9142C

MEDIANA (25mm)
SIS-9142M

LARGA (35mm)
SIS-9142L

PATENTE INTERNAL
BALL HEAD - ES 2577509 T3

MATERIAL:
Titanio grado 5.



SMART ANGLE.PDF

CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co

Son compatibles con todos nuestros sobrecolables de Cr-Co.




MATERIAL:
Resina
fotopolimerizable
calcinable.



CHIMENEAS.PDF

MULTI-UNIT SIS®



EL PILAR TRANSEPITELIAL CREADO POR SMART IMPLANT SOLUTIONS PARA EVITAR LA PERIIMPLANTITIS.

ESTAS SON CUATRO DE SUS MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS:

1. PROTEGE AL IMPLANTE DE LAS BACTERIAS.

Cambio de plataforma (platform switching). El Multi-Unit SIS, es más estrecho que el implante en la zona de conexión para favorecer el apoyo de las fibras de colágeno en el escalón que forma. De esta manera, protege al implante del paso de bacterias con la consiguiente pérdida ósea.

2. EVITA LOS GRISES DE LA ENCÍA.

La superficie del pilar (que conecta con el implante dental) está anodizada, lo que dificulta la colonización bacteriana además de mejorar el aspecto del tejido blando. De esta forma, evitamos los grises en la encía que tanto empeoran la estética dental.

3. MEJORA LA DENSIDAD DEL TEJIDO CONECTIVO.

El hecho de tener microretenciones en la base del pilar, favorece a que las fibras de colágeno se anclen a este y a mejorar la densidad del tejido conectivo.

4. FAVORECE A QUE SE FORMEN FIBRAS DE COLÁGENO ALREDEDOR DEL IMPLANTE.

Este pilar protésico es convergente desde el implante hasta el apoyo de la prótesis dental. De esta manera, favorece a que se formen fibras de colágeno circulares alrededor del implante dental a diferencia de cuando el pilar es recto (en este caso, las fibras de colágeno se disponen de forma paralela al implante). La existencia de fibras de colágeno circulares alrededor del implante, protegen al implante dental haciendo mucho más complicada la colonización por bacterias y por lo tanto la periimplantitis.

**SU MEJOR
ALIADO PARA
EVITAR LA
PERIIMPLANTITIS.**



PILAR MULTI-UNIT RECTO
ZIMMER® SCREW-VENT® (NP 3,5) | Hexágono Interno

Alt. 2mm: SIS-0362C

Alt. 3mm: SIS-0363C

Alt. 3mm: SIS-0364C

CONSÚLTENOS SI ESTÁ INTERESADO EN OTRAS CONEXIONES.



MULTI-UNIT




CONEXIÓN AL IMPLANTE DE ALTÍSIMA PRECISIÓN.

Smart Implant Solutions ofrece una amplia gama de transepiteliales Multi-Unit de alta calidad y excelentes propiedades mecánicas, con una conexión al implante de altísima precisión.

FORMA ANATÓMICA: Favorece el asentamiento y cierre de la encía evitando las patologías periimplantológicas.

FORMATO RECTO Y ANGULADO: Disponibles en formato recto y angulado, para correcciones de ángulo de 17° y 30°.

AJUSTE ÓPTIMO: El ajuste es óptimo con las llaves Multi-Unit de Smart Implant Solutions (contra-ángulo, carraca, manual...). La rosca de M1,4 está especialmente reforzada asegurando una unión atornillada firme más resistente al torque aplicado.




Altura de 1 a 6mm.



Angulación de 17° y 30°. Altura de 2 a 5mm.

PILAR MULTI UNIT ANGULADO
MATERIAL: Titanio grado 5.



PILAR MULTI UNIT RECTO

RECUBRIMIENTO: BIOGOLD 

MATERIAL: Titanio grado 5



SMART PRODUCT



MU_ANGULADOS.PDF



MU_RECTOS.PDF

*Todos los pilares angulados se entregan montados con su correspondiente tornillo y transportador.

MULTI-UNIT Aditamentos

F: 1300

	RP		RP
 Coping rotatorio (c. abierta)  Coping antirotatorio (c. abierta)  Coping impresión (c. cerrada)	SIS-1301 SIS-1316 SIS-1310	 Scanbody (Ti) rotatorio  Scanbody (Ti) antirotatorio	SIS-1390R SIS-1390RA
 Análogo antirotatorio  Tornillo fijación análogo digital  Punta Plana/Cruz	SIS-1302 SIS-8888	 Calcinable rotatorio  Calcinable antirotatorio  Sobrecolable Cr-Co rotatorio  Sobrecolable Cr-Co antirotatorio	SIS-1304 SIS-1308RA SIS-1305 SIS-1330RA
 Tapón cicatrización (tornillo incluido)  Tapón cicatrización plástico  Unigrip	SIS-1303 SIS-1308	 Llave carraca larga (hex. 2)  Llave contraángulo (hex. 2)	SIS-9135 SIS-9136
 Pilar provisional antirotatorio Ti  Pilar provisional rotatorio Ti  Pilar provisional rotatorio PEEK	SIS-1313 SIS-1306 SIS-1311	 SIScator para Multi-Unit	SIS-8109
 Tornillo M1,4 (unigrip)  Tornillo M1,4 (hex. 1,20)  Tornillo M1,4 (hex. 1,27)	SIS-1307 SIS-1307H SIS-1307A	 SMART ANGLE  Tornillo Smart Angle Multi-Unit	SIS-2012
 RECUBRIMIENTO BIOCARB  Tornillo M1,4 (unigrip)	SIS-1307B	 CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8207A SIS-8207B
 Ti-Base rotatoria  Ti-Base antirotatoria	SIS-1309 SIS-1312		

*Estos aditamentos NO son compatibles con Multi-Unit ORIGINAL; MIS® SEVEN®, Straumann® (SRA), Paltop®, Megagen Anyridge®.

*Es requerido adquirir nuestros Multi-Units SIS compatibles para cada una de las marcas mencionadas.

MULTI-UNIT **mini**

Nuevo pilar transepitelial diseñado para la lucha contra la periimplantitis gracias a la mejora del espacio biológico supracrestal.



PLATAFORMA
REDUCIDA 3.8mm

Alturas desde
1.5mm hasta 6.5mm

DISEÑO ESTRECHO

Mejora la cantidad de fibras de colágeno, incrementando la vascularización del sellado mucoso.

GEOMETRÍA EXTERNA

Convergente hacia coronal. Favorece la migración en esa dirección de los miofibroblastos presentes en el tejido conectivo.

BIOGOLD

Recubrimiento de superficie biocompatible

MATERIAL

Titanio 6AL-4V
Grado 5 (Alta resistencia).

5.5

6.5

exocad 3shape 

Librerías disponibles en: www.smartimplantsolutions.com

Compatibilidades MULTI-UNIT mini



MIS SEVEN®
Hexágono Interno

	NP 3,30	SP 3,75/4,20
Alt. 1,5mm.	ARO-0380XH1	ARO-0380NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-0380XH2	ARO-0380NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-0380XH3	ARO-0380NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-0380XH4	ARO-0380NH4
Alt. 5,5mm.	ARO-0380XH5	ARO-0380NH5
Alt. 6,5mm.	ARO-0380XH6	ARO-0380NH6



ZIMMER® SCREW-VENT®
Hexágono Interno

	NP 3,5
Alt. 1,5mm.	ARO-0380NH1Z
Alt. 2,5mm.	ARO-0380NH2Z
Alt. 3,5mm.	ARO-0380NH3Z
Alt. 4,5mm.	ARO-0380NH4Z
Alt. 5,5mm.	ARO-0380NH5Z
Alt. 6,5mm.	ARO-0380NH6Z



NOBEL BIO CARE® NOBELACTIVE®
Interna Activa

	NP 3,5/3,75
Alt. 1,5mm.	ARO-0980NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-0980NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-0980NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-0980NH4
Alt. 5,5mm.	ARO-0980NH5
Alt. 6,5mm.	ARO-0980NH6



ASTRA® TECH OSSEOSPEED®
Cónica Interna

	Yellow 3,0	Aqua 3,5/4,0
Alt. 1,5mm.	ARO-0580XH1	ARO-0580NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-0580XH2	ARO-0580NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-0580XH3	ARO-0580NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-0580XH4	ARO-0580NH4
Alt. 5,5mm.		ARO-0580NH5
Alt. 6,5mm.		ARO-0380NH6



BIOMET 3i® CERTAIN®
Hexágono Interno "Click"

	NP 3,4
Alt. 1,5mm.	ARO-0480NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-0480NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-0480NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-0480NH4
Alt. 5,5mm.	ARO-0480NH5
Alt. 6,5mm.	ARO-0480NH6



STRAUMANN® BONE LEVEL®
Interna

	NP 3,3
Alt. 1,5mm.	ARO-1180NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-1180NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-1180NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-1180NH4



BIOHORIZONS® TAPERED®
Hexágono Interno

	3,0	3,5
Alt. 1,5mm.	ARO-1680NH1	ARO-1680RH1
Alt. 2,5mm.	ARO-1680NH2	ARO-1680RH2
Alt. 3,5mm.	ARO-1680NH3	ARO-1680RH3
Alt. 4,5mm.	ARO-1680NH4	ARO-1680RH4
Alt. 5,5mm.	ARO-1680NH5	ARO-1680RH5
Alt. 6,5mm.	ARO-1680NH6	ARO-1680RH6



BTI® Interno Tetralobular
Interno

	NP 3,5
Alt. 1,5mm.	ARO-0780NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-0780NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-0780NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-0780NH4
Alt. 5,5mm.	ARO-0780NH5



OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET
Cónica Interna

	MINI
Alt. 1,5mm.	ARO-2880NH1
Alt. 2,5mm.	ARO-2880NH2
Alt. 3,5mm.	ARO-2880NH3
Alt. 4,5mm.	ARO-2880NH4
Alt. 5,5mm.	ARO-2880NH5
Alt. 6,5mm.	ARO-2880NH6

Para MULTI-UNIT mini

Coping impresión antirrotatorio	ARO-1301NA
Análogo	ARO-1302N
Tapón cicatrización Ti	ARO-1303N
Pilar provisional antirrotatorio	ARO-1350NA
Pilar provisional rotatorio	ARO-1350NR
Tornillo M1,8 (unigrip)	ARO-1307N

Scanbody antirrotatorio	ARO-1390NA
Interfase antirrotatoria	ARO-1312NA
Interfase rotatoria	ARO-1312NR
Tornillo Smart Angle	ARO-2012N
Llave transportadora Multi-Unit	ARO-9136N


Introducción

Se ha observado radiográficamente que pacientes tratados con implantes dentales, habitualmente sufren una temprana pérdida ósea periimplantaria **MBL (MARGINAL BONE LOSS)**. En el transcurso del tiempo las pérdidas óseas son mayores provocando una **alta tasa de enfermedades periimplantarias** a medio y largo plazo, con la posterior **pérdida del implante. (1)**

Aunque pueden ser diferentes factores los que desencadenen el fracaso implantológico, el estudio de múltiples autores como Linkevicius, Michelli, Blanco, Galindo, etc... han demostrado que probablemente, **las características del pilar transepitelial** sean **determinantes en la estabilidad del hueso periimplantario**, y por tanto en el **éxito del tratamiento con implantes. (2)**

La bibliografía actual sugiere que estos pilares deben ser **altos**, y deben dejar el **mayor espacio a su alrededor**, para **aumentar el volumen del tejido blando**.

Smart Implant Solutions junto con el **Dr. Antonio Romero** y la **Dra. Macarena Romero**, basándose en estos estudios, realizan el diseño de un nuevo pilar que contribuye a cumplir esos objetivos en el complejo supracrestal, y por tanto, **mejora los resultados del tratamiento con implantes. (3)**



Diseño

El implante ha sido correctamente colocado dentro del hueso y con suficiente grosor óseo a su alrededor para **evitar los procesos de estrés oxidativo o necrosis avascular. La biología gestiona el cierre en el exterior** para impedir la entrada de las bacterias, responsables como sabemos de los procesos flogóticos periimplantarios.


Esa gestión biológica natural del cierre con el pilar transepitelial crea un espacio de aproximadamente **3mm. de altura** tridimensional alrededor del pilar. La naturaleza **no lo puede hacer de otra manera**. Por tanto, deberemos diseñar un pilar, que en **geometría** y en **altura**, permita al organismo generar ese complejo biológico supracrestal. **(4)**

1. GEOMETRÍA EXTERNA:

Atendiendo a la geometría externa, el pilar ideal debería ser **convergente hacia coronal** para favorecer la migración en esa dirección de los miofibroblastos presentes en el tejido conectivo. **(5)**


2. ALTURA MÍNIMA:

En cuanto a la altura, debería permitirnos tener al menos esos **3mm.** para la creación del **espacio biológico natural**. Esto, en muchos casos, solo se podría conseguir con una colocación subcrestal del implante, o con incrementos de tejido blando. En resumen, **grosor** de esa mucosa que permita su buena vascularización, lo que nos asegura su **estabilidad** a largo plazo. **(6)**



Estudio del cierre biológico con el pilar transepitelial.

1. GEOMETRÍA EXTERNA



Favorece la migración en esa dirección de los miofibroblastos.

Estudio del cierre biológico con el pilar transepitelial.

2. ALTURA MÍNIMA


GROSOR de la mucosa.



BUENA vascularización.



ESTABILIDAD A LARGO PLAZO.




Características

ALTURA Y CONVERGENCIA :

Fabricado en alturas mayores de los habituales en el mercado, atendiendo a la marcada tendencia de **colocación subcrestal**, así llegamos **hasta los 6,5mm. (7)**

PLATAFORMA DE 3,8mm.: Tiene una plataforma de 3,8mm. de diámetro frente a los 4.8mm. del multi-unit universal.

Esta condición aumenta de forma evidente **el grosor horizontal** (mejoramos dimensionalmente el espacio biológico horizontal) **del tejido alrededor del pilar. (8)**



ALTURAS MAYORES
Desde 1,5mm. a 6,5mm.

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

MULTI-UNIT **mini**



MULTI-UNIT UNIVERSAL
Plataforma de 4,8mm.




MULTI-UNIT mini
Plataforma de 3,8mm.



PLATAFORMA DE 3,8mm.

Mayor grosor horizontal del
tejido alrededor del pilar.



SIScator



SIScator, EL PILAR COMPATIBLE 100% CON Locator®, CREADO POR SMART IMPLANT SOLUTIONS.

Diseñados para ofrecer a los pacientes la facilidad de inserción y extracción al hacer que el punto de enganche sea más flexible, dando como resultado una sensación de extracción más fácil y suave, sin perder el poder de retención o masticación. Su diseño reduce la posibilidad de daños causados por sobredentaduras incorrectas.

Para mejorar el rendimiento general se trata con un recubrimiento TiN que ofrece:

- Mayor resistencia a la fatiga (hasta 2400 vickers de dureza).
- Evita la liberación de iones (ion leaching).
- Reduce la actividad bacteriana evitando que se adhieran restos orgánicos.

DISPONE DE LOS SIGUIENTES TEST Y CERTIFICACIONES:

- **Titanium Nitride FDA** (*Food and Drug Administration*).
- **Citotoxicidad:** MEM elección, 72 horas (según FDA 21 CFR Pt. 58).
- **Sensibilización:** maximización, método Magnusson-Kigman (según ISO 10993).
- **Irritación:** reactividad intracutánea (según ISO 10993).



RECUBRIMIENTO: BIOGOLD

MATERIAL:
Titanio grado 5.



SIScator.PDF

Se recomienda su uso con toda nuestra gama de productos compatibles para SIScator.

		SIScator
	Pack de procesado	SIS-8101S
	Botón ret. estándar transparente (4 uds.)	SIS-8106S
	Botón ret. light rosa (4 uds.)	SIS-8107S
	Botón ret. extralight azul (4 uds.)	SIS-8108S
	Botón angulado 20° ret. estándar verde (4 uds.)	SIS-8102S
	Botón angulado 20° ret. light naranja (4 uds.)	SIS-8114S
	Botón angulado 20° ret. extralight rojo (4 uds.)	SIS-8103S
	Botón procesado negro (4 uds.)	SIS-8113S
	Arandela espaciadora (4 uds.) (1)	SIS-8115S
	Cápsula metálica (4 uds.) (2)	SIS-8112S
	Análogo pilar SIScator (3)	SIS-8104
	Transportador pilar SIScator (4)	SIS-8105
	Coping de impresión pilar SIScator (5) + botón negro	SIS-8111
	Llave carraca Locator®/ SIScator (6)	SIS-9113
	Llave contraángulo Locator®/ SIScator (7)	SIS-9134
	Calcínable roscado para Locator®/ SIScator barra (8)	SIS-8116
	Pilar Locator®/ SIScator barra (9)	SIS-8117
	SIScator para Multi-Unit Permite corregir discrepancias en las angulaciones entre implantes de hasta 70°. Es compatible con todos los Multi-Unit de Smart Implant Solutions rectos y angulados.	SIS-8109
	SIScator de Cr-Co Anclaje resiliente para sobredentaduras sobre implantes ferulizados con barras. El SIScator de Cr-Co permite tanto su uso para soldar sobre barras coladas o fresadas como su sobrecolado.	SIS-8110




RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE BIOCOMPATIBLE.

Tratamiento con carburo de tungsteno que le confiere las mismas propiedades que el oro en cuanto a pretensión y resistencia a la fatiga.



UNA CORONA PARA TODA LA VIDA

Cuando la corona comienza a moverse y a soltarse del implante de forma lenta pero continua, debe llevarse a cabo una nueva operación que implica ciertos riesgos. Con **BIOCARB** puede estar tranquilo, el torque sobre el tornillo se reduce y al mismo tiempo los tornillos del implante recubiertos tienen un 30% mejor par de apriete.



- Recubrimiento multicapa de carbono amorfo.
- Elevada tenacidad y dureza (2000-5000HV).
- Acabado color gris.
- Totalmente hemo y biocompatible al basarse en el carbono.
- Esterilizable.
- Alta resistencia al desgaste.
- Mejor ajuste del tornillo.
- Reducción del torque aplicado sobre el tornillo.
- Los tornillos del implante pueden quitarse sin riesgo de roturas o agarrotamiento.



ENSAYOS.PDF



RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE BIOCOMPATIBLE.

Ofrece una serie de ventajas como su alta resistencia a la corrosión durante la esterilización y un estético color amarillo dorado, evitando zonas grises en biotopos gingivales finos.

MÁXIMA HIGIENE Y SEGURIDAD

Las interfases, los pilares Multi-Unit, pilares SISCATOR, pilares rectos y angulados son tratados con el recubrimiento **BIOGOLD**, mejorando su rendimiento. Este tratamiento ofrece mayor resistencia a la fatiga, evita la liberación de iones (ion leaching) y reduce la actividad bacteriana evitando que se adhieran restos orgánicos.

DISPONE DE LOS SIGUIENTES TEST Y CERTIFICACIONES:

CITOTOXICIDAD

MEM elección, 72 horas
(según FDA 21 CFR Pt. 58).



CITOTOXICIDAD.PDF

SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA

Maximización, método
Magnusson-Kigman (según ISO 10993).



SENSIBILIZACIÓN.PDF

IRRITACIÓN

Reactividad intracutánea
(según ISO 10993).



IRRITACIÓN.PDF

TAPONES

DE CICATRIZACIÓN

DISPONIBLES EN VARIAS ALTURAS PARA CADA SISTEMA DE IMPLANTES.



MATERIAL:

Titanio grado 5.



TAPONES.PDF





NOBEL BIO CARE® BRANEMARK®

Hexágono Externo

F: 0100

		NP 3,3	RP 3,75/4,0	WP 5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0120	SIS-0101	SIS-0136
	Coping impresión (cubeta cerrada)		SIS-0101C	
	Análogo	SIS-0121	SIS-0102	SIS-0137
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0123	SIS-0104	SIS-0139
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0124	SIS-0105	SIS-0140
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0125	SIS-0106	SIS-0141
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0126	SIS-0107	SIS-0142
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0108	
	Hexagonal 1,20/Plana			
	Pilar recto rotatorio	SIS-0188N	SIS-0188R	
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0128	SIS-0109	
	Pilar angulado (15°)		SIS-0182	
	Pilar angulado (25°)		SIS-0183	
	Pilar provisional rotatorio (Ti)		SIS-0162	
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)		SIS-0164	
	Pilar provisional rotatorio (PEEK)		SIS-0190	
	Pilar provisional antirrotatorio (PEEK)		SIS-0191	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0131	SIS-0112	SIS-0112WR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0132	SIS-0113	SIS-0112WA
	Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0131HC7	SIS-0112HC7	
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0132HC7	SIS-0113HC7	
	Scanbody (Ti)	SIS-0190N	SIS-0190R	SIS-0190W
	Calcinable rotatorio	SIS-0129	SIS-0110	SIS-0145
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0130	SIS-0111	SIS-0146
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0133	SIS-0114	SIS-0149
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0134	SIS-0115	SIS-0150
	Pilar SIScator alt. 0,73mm	SIS-0117N	SIS-0117	
	Pilar SIScator alt. 1mm			SIS-0117W
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0118N	SIS-0118	SIS-0118W
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0119N	SIS-0119	SIS-0119W
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0158N	SIS-0158	SIS-0158W
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0159N	SIS-0159	SIS-0159W
	Pilar SIScator alt. 6mm		SIS-0163	



		NP 3,3	RP 3,75/4,0	WP 5,0
	Tornillo M1,6 (unigrip)	SIS-0915		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153	
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160	
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161	
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151	
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154	
	Tornillo M2,5 (hex. 1,20)			SIS-0156
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,6 (unigrip)	SIS-0915B		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152B	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153B	
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160B	
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161B	
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151B	
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154B	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0165	SIS-0168	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-0166	SIS-0169	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-0167	SIS-0170	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm		SIS-0171	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm		SIS-0172	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181	
	 Unigrip			
	IMPLANTES ZIGOMÁTICOS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0168Z	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm		SIS-0169Z	
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2002	SIS-2001	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	



NOBEL BIO CARE® REPLACE SELECT®

Trilobular

F: 0800

		NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0801N	SIS-0801	SIS-0801W
	Unigrip			
	Análogo	SIS-0821	SIS-0802	SIS-0837
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0823	SIS-0804	SIS-0839
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0824	SIS-0805	SIS-0840
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0825	SIS-0806	SIS-0841
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0826	SIS-0807	SIS-0842
	Unigrip/Plana			
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm	SIS-0828	SIS-0809	SIS-0844
	Pilar recto antirrotatorio alt. 2mm		SIS-0808	
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-0856	SIS-0858	SIS-0860
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-0857	SIS-0859	SIS-0861
	Pilar provisional rotatorio (PEEK)		SIS-0880	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0831	SIS-0812	SIS-0881
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0832	SIS-0813	SIS-0882
	Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0831HC7	SIS-0812HC7	
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0832HC7	SIS-0813HC7	
	Scanbody (Ti)	SIS-0890N	SIS-0890R	SIS-0890W
	Calcinable rotatorio	SIS-0829	SIS-0810	SIS-0845
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0830	SIS-0811	SIS-0846
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0833	SIS-0814	SIS-0849
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0834	SIS-0815	SIS-0850
	Pilar SIScator alt. 0mm	SIS-0879N	SIS-0879R	
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-0817N	SIS-0817	SIS-0817W
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0818N	SIS-0818	SIS-0818W
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0819N	SIS-0819	SIS-0819W
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0854N	SIS-0854	SIS-0854W
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0855N	SIS-0855	SIS-0855W
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0862N	SIS-0862	



NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT®

Trilobular

		NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
	Tornillo M1,8 (unigrip)	SIS-0852		
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0853	SIS-0853
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,8 (unigrip)	SIS-0852B		
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0853B	SIS-0853B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0863	SIS-0866	SIS-0871
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-0864	SIS-0867	SIS-0872
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-0865	SIS-0868	SIS-0873
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm		SIS-0869	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm		SIS-0870	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0874	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0875	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0876	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0877	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0878	
 Unigrip				
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2005	SIS-2004	SIS-2004
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B



		NP 3,5/3,75	RP 4,3/5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0948	SIS-0949
	Unigrip		
	Análogo	SIS-0908	SIS-0903
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz		
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0956	SIS-0901
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0957	SIS-0902
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-0958	SIS-0955
	Unigrip		
	Pilar recto antirrotatorio (Ti)	SIS-0959	SIS-0928
	Pilar angulado 15°	SIS-0982N	SIS-0982R
	Pilar angulado 25°	SIS-0983N	SIS-0983R
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-0931	SIS-0929
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-0932	SIS-0930
	Ti-Base rotatoria	SIS-0950	SIS-0952
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0951	SIS-0953
	Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0950HC7	SIS-0952HC7
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0951HC7	SIS-0953HC7
	Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0950HG2	SIS-0952HG2
	Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0951HG2	SIS-0953HG2
	Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0950HG3	SIS-0952HG3
	Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0951HG3	SIS-0953HG3
	Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-0950HG4	SIS-0952HG4
	Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-0951HG4	SIS-0953HG4
	Scanbody (Ti)	SIS-0990N	SIS-0990R
	Calcinable rotatorio	SIS-0910	SIS-0904
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0911	SIS-0905
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0912	SIS-0906
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0913	SIS-0907
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-0922	SIS-0916
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0923	SIS-0917
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0924	SIS-0918
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0925	SIS-0919
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0926	SIS-0920
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0927	SIS-0921



		NP 3,5/3,75	RP 4,3/5,0
	Tornillo M1,6 (unigrip)	SIS-0915	
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0914
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M1,6 (unigrip)	SIS-0915B	
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0914B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-0933	SIS-0936
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-0934	SIS-0937
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-0935	SIS-0938
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-0960	SIS-0939
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm	SIS-0961	SIS-0963
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm	SIS-0962	SIS-0964
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-0940	SIS-0942
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-0941	SIS-0943
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-0944	SIS-0946
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm	SIS-0945	SIS-0947
	 Unigrip		
	SMART ANGLE		
	Tornillo Smart Angle	SIS-2017	SIS-2003
		SIS-2017H23	SIS-2003H23
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B



MIS® SEVEN®

Hexágono Interno

F: 0160

		NP 3,30	SP 3,75/4,20	WP 5,0/6,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0301X	SIS-0320	SIS-0301
	Hexagonal 1,27			
	Análogo	SIS-0302X	SIS-0321	SIS-0302
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0304X	SIS-0323	SIS-0304
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0305X	SIS-0324	SIS-0305
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0306X	SIS-0325	SIS-0306
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0307X	SIS-0326	SIS-0307
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0327	
	Hexagonal 1,27			
	Pilar recto antirrotatorio alt. 0mm	SIS-0305XA	SIS-0328H0	SIS-0309H0
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm		SIS-0328H1	SIS-0309H1
	Pilar recto antirrotatorio alt. 2mm		SIS-0328H2	SIS-0309H2
	Pilar recto antirrotatorio alt. 3mm		SIS-0328H3	SIS-0309H3
			SIS-0382	SIS-0382R
	Pilar angulado (25°)		SIS-0383	SIS-0383R
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-0380X	SIS-0380	SIS-0350RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-0381X	SIS-0381	SIS-0350RA
	Ti-Base rotatoria	SIS-0312X	SIS-0331	SIS-0312
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0313X	SIS-0332	SIS-0313
	Ti-Base rotatoria HC 7mm		SIS-0331HC7	SIS-0312HC7
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm		SIS-0332HC7	SIS-0313HC7
	Ti-Base rotatoria HG 2mm		SIS-0331HG2	
	Ti-Base antirrotatoria HG 2mm		SIS-0332HG2	
	Ti-Base rotatoria HG 3mm		SIS-0331HG3	
	Ti-Base antirrotatoria HG 3mm		SIS-0332HG3	
	Scanbody (Ti)	SIS-0390X	SIS-0390N	SIS-0390R
	Calcinable rotatorio	SIS-0310X	SIS-0329	SIS-0310
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0311X	SIS-0330	SIS-0311
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0314X	SIS-0333	SIS-0314
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0315X	SIS-0334	SIS-0315



MIS® SEVEN®

Hexágono Interno

		NP 3,30	SP 3,75/4,20	WP 5,0/6,0
	Pilar SIscator alt. 1mm	SIS-0317X	SIS-0353	SIS-0317
	Pilar SIscator alt. 2mm	SIS-0318X	SIS-0354	SIS-0318
	Pilar SIscator alt. 3mm	SIS-0319X	SIS-0355	SIS-0319
	Pilar SIscator alt. 4mm	SIS-0352X	SIS-0356	SIS-0352
	Pilar SIscator alt. 5mm	SIS-0358X	SIS-0357	SIS-0358
	Pilar SIscator alt. 6mm	SIS-0360X	SIS-0359	SIS-0360
	Tornillo M1,6 (hex.1,27)	SIS-0351MX		
	Tornillo UNF 1/72 (hex.1,25)		SIS-0351M	SIS-0351M
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,6 (hex.1,27)	SIS-0351MXB		
	Tornillo UNF 1/72 (hex.1,25)		SIS-0351MB	SIS-0351MB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0366X	SIS-0361	SIS-0366
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-0367X	SIS-0362	SIS-0367
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-0368X	SIS-0363	SIS-0368
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-0369X	SIS-0364	SIS-0369
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm		SIS-0365	SIS-0370
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 17° 2mm		SIS-0371	
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 17° 3mm		SIS-0372	SIS-0376
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 17° 4mm		SIS-0373	SIS-0377
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 30° 4mm		SIS-0374	SIS-0378
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 30° 5mm		SIS-0375	SIS-0379
	 Unigrip			
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2025	SIS-2007	SIS-2007
	Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm		SIS-2007H23	SIS-2007H23
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B



MIS® C1/V3

Hexágono Cónico Interno

	SP
 Hexagonal 1,27	SIS-1801R
 Tornillo fijación análogo digital	SIS-1802 SIS-8888
 Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm Hexagonal 1,27	SIS-1804RH2 SIS-1804RH3 SIS-1804RH4 SIS-1804RH5
 Pilar provisional rotatorio (Ti) Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-1806 SIS-1850RR SIS-1850RA
 Ti-Base antirrotatoria	SIS-1812RR SIS-1812RA
	SIS-1890R
 Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1808 SIS-1807
 Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-1810RH1 SIS-1810RH2 SIS-1810RH3 SIS-1810RH4 SIS-1810RH5
	SIS-0351M
 Tornillo UNF 1/72 (hex.1,25)	SIS-0351MB
 Pilar Multi-Unit recto alt. 2,0mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,0mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,0mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5,0mm Pilar Multi-Unit recto alt. 6,0mm	SIS-1819C SIS-1811C SIS-1812C SIS-1813C SIS-1814C SIS-1815C SIS-0360XH5 SIS-0360XH6
 Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 25°	SIS-2007 SIS-2007H23 SIS-8218A SIS-8218B



		Yellow 3,0	Aqua 3,5/4,0	Lilac 4,5/5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0501X	SIS-0501	SIS-0519
	Hexagonal 1,27			
	Análogo	SIS-0502X	SIS-0502	SIS-0520
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0504XH2	SIS-0504	SIS-0522
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0504XH4	SIS-0505	SIS-0523
	Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-0504XH6	SIS-0506	SIS-0524
	Tapón cicatrización alt. 8mm		SIS-0507	SIS-0525
	Hexagonal 1,27			
	Pilar recto rotatorio		SIS-0571N	SIS-0571R
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0505XA	SIS-0508	SIS-0526
	Pilar angulado 15°		SIS-0582N	SIS-0582R
	Pilar angulado 25°		SIS-0583N	SIS-0583R
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-0550XR	SIS-0572N	SIS-0572R
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-0550XA	SIS-0573N	SIS-0573R
	Ti-Base rotatoria	SIS-0512XR	SIS-0509	SIS-0527
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0512XA	SIS-0510	SIS-0528
	Ti-Base rotatoria HC 7mm		SIS-0509HC7	SIS-0527HC7
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm		SIS-0510HC7	SIS-0528HC7
	Ti-Base rotatoria HG 2mm		SIS-0509HG2	
	Ti-Base antirrotatoria HG 2mm		SIS-0510HG2	
	Ti-Base rotatoria HG 3mm		SIS-0509HG3	
	Ti-Base antirrotatoria HG 3mm		SIS-0510HG3	
	Scanbody (Ti)	SIS-0590X	SIS-0590R	SIS-0590W
	Calcinable rotatorio		SIS-0517R	SIS-0535R
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0517	SIS-0535
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0530XR	SIS-0515R	SIS-0533R
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0530XA	SIS-0515	SIS-0533
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-0510XH1	SIS-0544	SIS-0537
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0510XH2	SIS-0545	SIS-0538
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0510XH3	SIS-0546	SIS-0539
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0510XH4	SIS-0547	SIS-0548
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0510XH5	SIS-0549	SIS-0550
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0510XH6	SIS-0552	SIS-0553



		Yellow 3,0	Aqua 3,5/4,0	Lilac 4,5/5,0
	Tornillo M1,4 (hex.1,27)	SIS-0514X		
	Tornillo M1,6 (hex.1,27)		SIS-0540	
	Tornillo M2,0 (hex.1,27)			SIS-0541
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,4 (hex.1,27)	SIS-0514XB		
	Tornillo M1,6 (hex.1,27)		SIS-0540B	
	Tornillo M2,0 (hex.1,27)			SIS-0541B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-0560XH1	SIS-0554	SIS-0558
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-0560XH2	SIS-0555	SIS-0559
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-0560XH3	SIS-0556	SIS-0560
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-0560XH4	SIS-0557	SIS-0561
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5,5mm		SIS-0560NH5	SIS-0560RH5
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6,5mm		SIS-0560NH6	SIS-0560RH6
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm		SIS-0562	SIS-0564
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm		SIS-0563	SIS-0565
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm		SIS-0566	SIS-0568
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm		SIS-0567	SIS-0569
	 Unigrip			
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-0515X	SIS-2018	SIS-2019
	Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm		SIS-2018H23	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8216A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8216B	SIS-8207B	SIS-8207B



		3,6	4,2
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,27	SIS-2301R	SIS-2301W
	Análogo	SIS-2302R	SIS-2302W
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888	
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-2304RH2	SIS-2304WH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2304RH3	SIS-2304WH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2304RH4	SIS-2304WH4
	Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-2304RH6	SIS-2304WH6
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2305RA	SIS-2305WA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2350RR	SIS-2350WR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2350RA	SIS-2350WA
	Ti-base rotatoria	SIS-2312RR	SIS-2312WR
	Ti-base antirrotatoria	SIS-2312RA	SIS-2312WA
	Scanbody (Ti)	SIS-2390R	SIS-2390W
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2330RR	SIS-2330WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2330RA	SIS-2330WA
	Pilar SiScator alt. 1mm	SIS-2310RH1	SIS-2310WH1
	Pilar SiScator alt. 2mm	SIS-2310RH2	SIS-2310WH2
	Pilar SiScator alt. 3mm	SIS-2310RH3	SIS-2310WH3
	Pilar SiScator alt. 4mm	SIS-2310RH4	SIS-2310WH4
	Pilar SiScator alt. 5mm	SIS-2310RH5	SIS-2310WH5
	Pilar SiScator alt. 6mm	SIS-2310RH6	SIS-2310WH6
	Tornillo M1,6 (hex. 1,27)	SIS-2314R	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,27)		SIS-2314W
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M1,6 (hex. 1,27)	SIS-2314RB	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,27)		SIS-2314WB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2360RH1	SIS-2360WH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2360RH2	SIS-2360WH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2360RH3	SIS-2360WH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2360RH4	SIS-2360WH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2360RH5	SIS-2360WH5
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm	SIS-2360RH6	SIS-2360WH6
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-2370RH2	SIS-2370WH2
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-2370RH3	SIS-2370WH3
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-2371RH3	SIS-2371WH3
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm	SIS-2370RH4	SIS-2371WH4
	Tornillo Smart Angle	SIS-2315R	SIS-2315W
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8220A	SIS-8221A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8220B	SIS-8221B



STRAUMANN® TISSUE LEVEL®

Octógono

		RN 4,8	WN 6,5
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0601	SIS-0601W
	Coping impresión pilar Synocta (cubeta abierta)	SIS-0601RS	
	Torx		
	Análogo	SIS-0602	SIS-0630
	Análogo Synocta	SIS-0637	
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz		
	Tapón cicatrización alt. 1,5mm	SIS-0604	
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0605	
	Tapón cicatrización alt. 4,5mm	SIS-0606	
	Torx		
	Pilar recto antirrotatorio directo	SIS-0605RA	SIS-0605WA
	Pilar recto antirrotatorio synocta	SIS-0605RSA	
	Pilar angulado 15°	SIS-0682R	
	Pilar angulado 25°	SIS-0683R	
	Pilar Synocta	SIS-0612	
	Pilar Octa	SIS-0613	
	Pilar provisional Synocta rotatorio	SIS-0629	
	Pilar provisional rotatorio	SIS-0641	
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-0642	
	Ti-base rotatoria	SIS-0610	SIS-0612WR
	Ti-base antirrotatoria	SIS-0611	SIS-0612WA
	Ti-base rotatoria HC 7mm	SIS-0610HC7	
	Ti-base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0611HC7	
	Ti-base Synocta rotatoria	SIS-0612RSR	
	Ti-base Synocta antirrotatoria	SIS-0612RSA	
	Scanbody directo	SIS-0690R	SIS-0690W
	Scanbody synocta	SIS-0690RS	
	Calcinable directo rotatorio	SIS-0614	SIS-0631
	Calcinable directo antirrotatorio	SIS-0615	SIS-0632
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0618	SIS-0630WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0619	SIS-0630WA
	Calcinable SynOcta rotatorio	SIS-0616	
	Calcinable SynOcta antirrotatorio	SIS-0617	
	Sobrecolable Cr-Co Synocta rotatorio	SIS-0634	
	Sobrecolable Cr-Co Synocta antirrotatorio	SIS-0635	



STRAUMANN® TISSUE LEVEL®

Octógono

		RN 4,8	WN 6,5
	Pilar SIscator alt. 1mm	SIS-0621	
	Pilar SIscator alt. 2mm	SIS-0622	
	Pilar SIscator alt. 3mm	SIS-0623	
	Pilar SIscator alt. 4mm	SIS-0626	
	Pilar SIscator alt. 5mm	SIS-0627	
	Pilar SIscator alt. 6mm	SIS-0628	
	Tornillo directo a implante M2 (Torx)	SIS-0625	SIS-0625
	Tornillo Synocta (Torx)	SIS-0624	SIS-0624
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo directo a implante M2 (Torx)	SIS-0625B	SIS-0625B
	Tornillo Synocta (Torx)	SIS-0624B	SIS-0624B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 0,9mm	SIS-0640	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-0670RH2	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-0671RH3	
	 Unigrip		
	SMART ANGLE		
	Tornillo Smart Angle	SIS-2008	SIS-2008
	Tornillo Synocta Smart Angle	SIS-2010	
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B



STRAUMANN® BONE LEVEL®

Interna

F: 1100

		NC 3,3	RC 4,1/4,8
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS- 1127N	SIS- 1127R
	Torx		
	Análogo	SIS-1101N	SIS-1101
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz		
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-1128N	SIS-1128R
	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	SIS-1129N	SIS-1129R
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-1130N	SIS-1130R
	Torx		
	Pilar recto antirotatorio	SIS-1115NA	SIS-1115RA
	Pilar angulado 15°	SIS-1182N	SIS-1182R
	Pilar angulado 25°	SIS-1183N	SIS-1183R
	Pilar provisional rotatorio	SIS-1107N	SIS-1107
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1108N	SIS-1108
	Ti-base rotatoria	SIS-1119N	SIS-1121R
	Ti-base antirrotatoria	SIS-1120N	SIS-1122R
	Ti-base rotatoria HC 7mm	SIS-1119NHC7	SIS-1121RHC7
	Ti-base antirrotatoria HC 7mm	SIS-1120NHC7	SIS-1122RHC7
	Ti-base rotatoria HG 2mm	SIS-1119NHG2	SIS-1121RHG2
	Ti-base antirrotatoria HG 2mm	SIS-1120NHG2	SIS-1122RHG2
	Ti-base rotatoria HG 3mm	SIS-1119NHG3	SIS-1121RHG3
	Ti-base antirrotatoria HG 3mm	SIS-1120NHG3	SIS-1122RHG3
	Scanbody (Ti)	SIS-1190N	SIS-1190R
	Calcinable rotatorio	SIS-1102N	SIS-1102
	Calcinable antirrotatorio	SIS-1103N	SIS-1103
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1105N	SIS-1105
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1106N	SIS-1106
	Pilar SISCator alt. 1mm	SIS-1109N	SIS-1109R
	Pilar SISCator alt. 2mm	SIS-1110N	SIS-1110R
	Pilar SISCator alt. 3mm	SIS-1111N	SIS-1111R
	Pilar SISCator alt. 4mm	SIS-1112N	SIS-1112R
	Pilar SISCator alt. 5mm	SIS-1113N	SIS-1113R
	Pilar SISCator alt. 6mm	SIS-1114N	SIS-1114R



		NC 3,3	RC 4,1/4,8
	Tornillo M1,6 (Torx)	SIS-1104N	SIS-1104
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,6 (Torx)	SIS-1104NB	SIS-1104B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-1123N	SIS-1123R
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-1124N	SIS-1124R
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-1125N	SIS-1125R
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-1126N	SIS-1126R
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm	SIS-1170NH2	SIS-1170RH2
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm	SIS-1170NH3	SIS-1170RH3
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm	SIS-1171NH3	SIS-1171RH3
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm	SIS-1171NH4	SIS-1171RH4
	 Unigrip		
	SMART ANGLE Tornillo Smart Angle	SIS-2009	SIS-2009
	Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm	SIS-2009H23	SIS-2009H23
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B



BIOMET 3i® OSSEOTITE®

Hexágono Externo

		NP 3,4	RP 4,1	WP 5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0201N	SIS-0101	SIS-0201W
	Coping impresión (cubeta cerrada)		SIS-0101C	
	Hexagonal 1,20			
	Análogo	SIS-0201	SIS-0102	SIS-0216
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm		SIS-0104	
	Tapón cicatrización alt. 3mm		SIS-0105	
	Tapón cicatrización alt. 4mm		SIS-0106	
	Tapón cicatrización alt. 5mm		SIS-0107	
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0108	
	Hexagonal 1,20/Plana			
	Pilar recto rotatorio		SIS-0188R	
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0205NA	SIS-0109	SIS-0205WA
	Pilar angulado (15°)		SIS-0182	
	Pilar angulado (25°)		SIS-0183	
	Pilar provisional rotatorio		SIS-0162	
	Pilar provisional antirrotatorio		SIS-0164	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0204	SIS-0112	SIS-0210WR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0205	SIS-0113	SIS-0210WA
	Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0204HC7	SIS-0112HC7	
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0205HC7	SIS-0113HC7	
	Scanbody (Ti)	SIS-0290N	SIS-0190R	SIS-0290W
	Calcinable rotatorio	SIS-0209	SIS-0110	SIS-0224
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0210	SIS-0111	SIS-0225
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0230NR	SIS-0114	SIS-0230WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0230NA	SIS-0115	SIS-0230WA
	Pilar SISCator alt. 0,73mm		SIS-0117	
	Pilar SISCator alt. 2mm		SIS-0118	
	Pilar SISCator alt. 3mm		SIS-0119	
	Pilar SISCator alt. 4mm		SIS-0158	
	Pilar SISCator alt. 5mm		SIS-0159	
	Pilar SISCator alt. 6mm		SIS-0163	



BIOMET 3i® OSSEOTITE®

Hexágono Externo

		NP 3,4	RP 4,1	WP 5,0
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-0152	SIS-0152	SIS-0152
	Tornillo M2 (hex. 1,25)	SIS-0153	SIS-0153	SIS-0153
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa	SIS-0160	SIS-0160	SIS-0160
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa	SIS-0161	SIS-0161	SIS-0161
	Tornillo M2 (unigrip)	SIS-0151	SIS-0151	SIS-0151
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)	SIS-0154	SIS-0154	SIS-0154
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB				
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-0152B	SIS-0152B	SIS-0152B
	Tornillo M2 (hex. 1,25)	SIS-0153B	SIS-0153B	SIS-0153B
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa	SIS-0160B	SIS-0160B	SIS-0160B
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa	SIS-0161B	SIS-0161B	SIS-0161B
	Tornillo M2 (unigrip)	SIS-0151B	SIS-0151B	SIS-0151B
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)	SIS-0154B	SIS-0154B	SIS-0154B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0168	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm		SIS-0169	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm		SIS-0170	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm		SIS-0171	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm		SIS-0172	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181	
 Unigrip				
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2028	SIS-2028	SIS-2028
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B



BIOMET 3i® CERTAIN®

Hexágono Interno "Click"

		NP 3,4	RP 4,1	WP 5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0420	SIS-0401	SIS-0467
	Hexagonal 1,20			
	Análogo	SIS-0421	SIS-0402	SIS-0437
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0423	SIS-0404	SIS-0439
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0424	SIS-0405	SIS-0440
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0425	SIS-0406	SIS-0441
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0426	SIS-0407	SIS-0442
	Hexagonal 1,20/Plana			
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0428	SIS-0409	SIS-0405WA
	Pilar angulado (15°)	SIS-0482N	SIS-0482R	
	Pilar angulado (25°)	SIS-0483N	SIS-0483R	
	Pilar provisional rotatorio	SIS-0450XR	SIS-0450RR	
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-0450XA	SIS-0450RA	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0431	SIS-0412	SIS-0447
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0432	SIS-0413	SIS-0448
	Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0431HC7	SIS-0412HC7	
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0432HC7	SIS-0413HC7	
	Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0431HG2	SIS-0412HG2	
	Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0432HG2	SIS-0413HG2	
	Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0431HG3	SIS-0412HG3	
	Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0432HG3	SIS-0413HG3	
	Scanbody (Ti)	SIS-0490N	SIS-0490R	SIS-0490W
	Calcinable rotatorio	SIS-0429	SIS-0410	SIS-0445
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0430	SIS-0411	SIS-0446
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0433	SIS-0414	SIS-0449
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0434	SIS-0415	SIS-0450
	Pilar SiScator alt. 1mm	SIS-0417N	SIS-0417	
	Pilar SiScator alt. 2mm	SIS-0418N	SIS-0418	
	Pilar SiScator alt. 3mm	SIS-0419N	SIS-0419	
	Pilar SiScator alt. 4mm	SIS-0453N	SIS-0453	
	Pilar SiScator alt. 5mm	SIS-0454N	SIS-0454	
	Pilar SiScator alt. 6mm	SIS-0456N	SIS-0456	



BIOMET 3i® CERTAIN®

Hexágono Interno "Click"

		NP 3,4	RP 4,1	WP 5,0
	Tornillo rotatorio M1,6 (hex.1,20)	SIS-0452	SIS-0455	SIS-0455
	Tornillo antirrotatorio M1,6 (hex.1,20)	SIS-0452	SIS-0452	SIS-0452
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo rotatorio M1,6 (hex.1,20)	SIS-0452B	SIS-0455B	SIS-0455B
	Tornillo antirrotatorio M1,6 (hex.1,20)	SIS-0452B	SIS-0452B	SIS-0452B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0457N	SIS-0457	SIS-0457W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-0458N	SIS-0458	SIS-0458W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-0459N	SIS-0459	SIS-0459W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-0460N	SIS-0460	SIS-0460W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-0460NH5	SIS-0460RH5	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm	SIS-0460NH6	SIS-0460RH6	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm	SIS-0462N	SIS-0462	SIS-0462W
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm	SIS-0464N	SIS-0464	SIS-0464W
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm	SIS-0465N	SIS-0465	SIS-0465W
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm	SIS-0466N	SIS-0466	SIS-0466W
	 Unigrip			
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2006	SIS-2006	SIS-2006
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B



		NP 3,5	RP 4,1	WP 5,5
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0721N	SIS-0721	SIS-0736
	Análogo	SIS-0701N	SIS-0701	SIS-0725
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0717N	SIS-0717	
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0718N	SIS-0718	
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0719N	SIS-0719	
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0720N	SIS-0720	
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0703N	SIS-0703	SIS-0705WA
	Pilar provisional rotatorio	SIS-0723N	SIS-0723	SIS-0723W
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-0724N	SIS-0724	SIS-0724W
	Ti-base rotatoria	SIS-0706N	SIS-0706	SIS-0712WR
	Ti-base antirrotatoria	SIS-0707N	SIS-0707	SIS-0712WA
	Ti-base rotatoria HC 7mm		SIS-0706HC7	
	Ti-base antirrotatoria HC 7mm		SIS-0707HC7	
	Scanbody (Ti)	SIS-0790N	SIS-0790R	SIS-0790W
	Calcinable rotatorio		SIS-0704	SIS-0726
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0705	SIS-0727
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0730NR	SIS-0708	SIS-0728
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0730NA	SIS-0709	SIS-0729
	Pilar SISCator alt. 1mm	SIS-0712N	SIS-0712	
	Pilar SISCator alt. 2mm	SIS-0713N	SIS-0713	
	Pilar SISCator alt. 3mm	SIS-0714N	SIS-0714	
	Pilar SISCator alt. 4mm	SIS-0715N	SIS-0715	
	Pilar SISCator alt. 5mm	SIS-0716N	SIS-0716	
	Pilar SISCator alt. 6mm	SIS-0722N	SIS-0722	



		NP 3,5	RP 4,1	WP 5,5
	Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-0710N	SIS-0710	SIS-0710
	Tornillo M1,8 (cuadrado 1,30)		SIS-0710Q	SIS-0710Q
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-0710NB	SIS-0710B	SIS-0710B
	Tornillo M1,8 (cuadrado 1,30)		SIS-0710QB	SIS-0710QB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 0,5mm		SIS-0737R	SIS-0738W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0738N	SIS-0738R	SIS-0739W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-0739N	SIS-0739R	SIS-0740W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-0740N	SIS-0740R	SIS-0741W
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-0741N	SIS-0741R	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-0742N	SIS-0742R	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm		SIS-0760RH6	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0770RH2	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0770RH3	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0770RH4	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0771RH3	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0771RH4	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0771RH5	
	 Unigrip			
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2023	SIS-2023	SIS-2023
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B

**BTI®**

Hexágono Externo

		NP 3,5	RP 4,1
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-1201N	SIS-0101
	Hexagonal 1,20		
	Análogo	SIS-1201	SIS-0102
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz		
	Tapón cicatrización alt. 2mm		SIS-0104
	Tapón cicatrización alt. 3mm		SIS-0105
	Tapón cicatrización alt. 4mm		SIS-0106
	Tapón cicatrización alt. 5mm		SIS-0107
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0108
	Hexagonal 1,20/Plana		
	Pilar recto rotatorio		SIS-0188R
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-1205NA	SIS-0109
	Pilar angulado (15°)		SIS-0182
	Pilar angulado (25°)		SIS-0183
	Pilar provisional rotatorio	SIS-1250NR	SIS-0162
	Pilar provisional antirrotatorio	SIS-1250NA	SIS-0164
	Ti-base rotatoria	SIS-1208	SIS-0112
	Ti-base antirrotatoria	SIS-1209	SIS-0113
	Ti-base rotatoria HC 7mm	SIS-1208HC7	SIS-0112HC7
	Ti-base antirrotatoria HC 7mm	SIS-1209HC7	SIS-0113HC7
	Scanbody (Ti)	SIS-1290N	SIS-0190R
	Calcinable rotatorio		SIS-0110
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0111
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1230NR	SIS-0114
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1230NA	SIS-0115
	Pilar SIsclator alt. 0,73mm		SIS-0117
	Pilar SIsclator alt. 2mm		SIS-0118
	Pilar SIsclator alt. 3mm		SIS-0119
	Pilar SIsclator alt. 4mm		SIS-0158
	Pilar SIsclator alt. 5mm		SIS-0159
	Pilar SIsclator alt. 6mm		SIS-0163

**BTI®****Hexágono Externo**

		NP 3,5	RP 4,1
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-1210	SIS-0152
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-1210B	SIS-0152B
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153B
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160B
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161B
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151B
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0168
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-1260NH2	SIS-0169
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-1260NH3	SIS-0170
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-1260NH4	SIS-0171
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm		SIS-0172
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181
	SMART ANGLE		
	Tornillo Smart Angle	SIS-2026	SIS-2001
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B



ZIMMER® SCREW-VENT®

Hexágono Interno

F: 0300

		NP 3,5	RP 4,5	WP 5,7
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0320	SIS-0301	SIS-0336
	Hexagonal 1,27			
	Análogo	SIS-0321	SIS-0302	SIS-0337
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0323	SIS-0304	
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-0324	SIS-0305	
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0325	SIS-0306	
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-0326	SIS-0307	
	Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-0327		
	Hexagonal 1,27			
	Pilar recto antirrotatorio alt. 0mm	SIS-0328H0Z	SIS-0309H0Z	SIS-0305WAZ
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm	SIS-0328H1Z	SIS-0309H1Z	
	Pilar recto antirrotatorio alt. 2mm	SIS-0328H2Z	SIS-0309H2Z	
	Pilar recto antirrotatorio alt. 3mm	SIS-0328H3Z	SIS-0309H3Z	
	Pilar angulado (15°)	SIS-0382Z	SIS-0382RZ	
	Pilar angulado (25°)	SIS-0383Z	SIS-0383RZ	
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-0380Z	SIS-0350RRZ	
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-0381Z	SIS-0350RAZ	
	Ti-Base rotatoria	SIS-0331Z	SIS-0312Z	SIS-0312WRZ
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-0332Z	SIS-0313Z	SIS-0312WAZ
	Ti-Base rotatoria HC 7mm	SIS-0331HC7Z	SIS-0312HC7Z	
	Ti-Base antirrotatoria HC 7mm	SIS-0332HC7Z	SIS-0313HC7Z	
	Ti-Base rotatoria HG 2mm	SIS-0331HG2Z		
	Ti-Base antirrotatoria HG 2mm	SIS-0332HG2Z		
	Ti-Base rotatoria HG 3mm	SIS-0331HG3Z		
	Ti-Base antirrotatoria HG 3mm	SIS-0332HG3Z		
	Ti-Base rotatoria HG 4mm	SIS-0331HG4Z		
	Ti-Base antirrotatoria HG 4mm	SIS-0332HG4Z		
	Scanbody (Ti)	SIS-0390NZ	SIS-0390RZ	SIS-0390WZ
	Calcinable rotatorio	SIS-0329Z	SIS-0310Z	SIS-0344Z
	Calcinable antirrotatorio	SIS-0330Z	SIS-0311Z	SIS-0345Z
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0333Z	SIS-0314Z	
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0334Z	SIS-0315Z	



ZIMMER® SCREW-VENT®

Hexágono Interno

		NP 3,5	RP 4,5	WP 5,7
	Pilar SISCator alt. 1mm	SIS-0353	SIS-0317	SIS-0317W
	Pilar SISCator alt. 2mm	SIS-0354	SIS-0318	SIS-0318 W
	Pilar SISCator alt. 3mm	SIS-0355	SIS-0319	SIS-0319 W
	Pilar SISCator alt. 4mm	SIS-0356	SIS-0352	SIS-0352 W
	Pilar SISCator alt. 5mm	SIS-0357	SIS-0358	SIS-0358 W
	Pilar SISCator alt. 6mm	SIS-0359	SIS-0360	
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-0351Z	SIS-0351Z	SIS-0351Z
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-0351ZB	SIS-0351ZB	SIS-0351ZB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-0361	SIS-0366	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-0362	SIS-0367	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-0363	SIS-0368	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-0364	SIS-0369	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-0365	SIS-0370	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm	SIS-0360NH6	SIS-0360RH6	
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 17° 2mm	SIS-0371		
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 17° 3mm	SIS-0372	SIS-0376	
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 17° 4mm	SIS-0373	SIS-0377	
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 30° 4mm	SIS-0374	SIS-0378	
	Pilar Multi-Unit angul. alt. 30° 5mm	SIS-0375	SIS-0379	
	 Unigrip			
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2007	SIS-2007	SIS-2007
	Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm	SIS-2007H23	SIS-2007H23	SIS-2007H23
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B



PHIBO® TSH®

Hexágono Externo

		NP 3,3	RP 4,0	WP 5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-1501	SIS-0101	SIS-1501W
	Análogo	SIS-1502	SIS-0102	SIS-1506
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz			
	Tapón cicatrización alt. 2mm		SIS-0104	
	Tapón cicatrización alt. 3mm		SIS-0105	
	Tapón cicatrización alt. 4mm		SIS-0106	
	Tapón cicatrización alt. 5mm		SIS-0107	
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0108	
	Hexagonal 1,20			
	Pilar recto rotatorio		SIS-0188R	
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-1505XA	SIS-0109	SIS-1505WA
	Pilar angulado (15°)		SIS-0182	
	Pilar angulado (25°)		SIS-0183	
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-1550XR	SIS-0162	SIS-1550WR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-1550XA	SIS-0164	SIS-1550WA
	Pilar provisional rotatorio (PEEK)		SIS-0190	
	Pilar provisional antirrotatorio (PEEK)		SIS-0191	
	Ti-base rotatoria	SIS-1512NR	SIS-0112	SIS-1512WR
	Ti-base antirrotatoria	SIS-1512NA	SIS-0113	SIS-1512WA
	Ti-base rotatoria HC 7mm		SIS-0112HC7	
	Ti-base antirrotatoria HC 7mm		SIS-0113HC7	
	Scanbody (Ti)	SIS-1590N	SIS-0190R	SIS-1590W
	Calcinable rotatorio		SIS-0110	
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0111	
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1530NR	SIS-0114	SIS-1530WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1530NA	SIS-0115	SIS-1530WA
	Pilar SIScator alt. 0,73mm		SIS-0117	
	Pilar SIScator alt. 2mm		SIS-0118	
	Pilar SIScator alt. 3mm		SIS-0119	
	Pilar SIScator alt. 4mm		SIS-0158	
	Pilar SIScator alt. 5mm		SIS-0159	
	Pilar SIScator alt. 6mm		SIS-0163	


PHIBO® TSH®

Hexágono Externo

		NP 3,3	RP 4,0	WP 5,0
	Tornillo M1,8 (hex. 1,27)	SIS-1505		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152	SIS-0152
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153	SIS-0153
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160	SIS-0160
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161	SIS-0161
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151	SIS-0151
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154	SIS-0154
 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB				
	Tornillo M1,8 (hex. 1,27)	SIS-1505B		
	Tornillo M2 (hex. 1,20)		SIS-0152B	SIS-0152B
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-0153B	SIS-0153B
	Tornillo M2 (hex. 1,20) rosca completa		SIS-0160B	SIS-0160B
	Tornillo M2 (hex. 1,25) rosca completa		SIS-0161B	SIS-0161B
	Tornillo M2 (unigrip)		SIS-0151B	SIS-0151B
	Tornillo M2 (cuadrado 1,30)		SIS-0154B	SIS-0154B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-1560XH1	SIS-0168	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-1560XH2	SIS-0169	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-1560XH3	SIS-0170	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-1560XH4	SIS-0171	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-1560XH5	SIS-0172	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0176	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0177	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0178	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3mm		SIS-0179	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0180	
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0181	
 Unigrip				
	IMPLANTES ZIGOMÁTICOS			
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm		SIS-0168Z	
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm		SIS-0169Z	
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-2024	SIS-2027	SIS-2027
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	SIS-8207B	SIS-8207B



BIOHORIZONS® TAPERED®

Hexágono Interno

		3,0	3,5	4,5
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-1601N	SIS-1601R	SIS-1601W
	 Hexagonal 1,27			
	Análogo	SIS-1602N	SIS-1602R	SIS-1602W
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-1604NH2	SIS-1604RH2	SIS-1604WH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-1604NH3	SIS-1604RH3	SIS-1604WH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-1604NH4	SIS-1604RH4	SIS-1604WH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-1604NH5	SIS-1604RH5	SIS-1604WH5
	 Hexagonal 1,27			
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm	SIS-1605NA	SIS-1605RA	SIS-1605WA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-1650NR	SIS-1650RR	SIS-1650WR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-1650NA	SIS-1650RA	SIS-1650WA
	Ti base rotatoria	SIS-1612NR	SIS-1612RR	SIS-1612WR
	Ti base antirrotatoria	SIS-1612NA	SIS-1612RA	SIS-1612WA
	Scanbody (Ti)	SIS-1690N	SIS-1690R	SIS-1690W
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1630NR	SIS-1630RR	SIS-1630WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1630NA	SIS-1630RA	SIS-1630WA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-1610NH1	SIS-1610RH1	SIS-1610WH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-1610NH2	SIS-1610RH2	SIS-1610WH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-1610NH3	SIS-1610RH3	SIS-1610WH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-1610NH4	SIS-1610RH4	SIS-1610WH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-1610NH5	SIS-1610RH5	SIS-1610WH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-1610NH6	SIS-1610RH6	SIS-1610WH6



		3,0	3,5	4,5
	Tornillo UNF 1/72 (hex. 1,27)	SIS-1614N	SIS-1614N	SIS-1614N
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo UNF 1/72 (hex.1,27)	SIS-1614NB	SIS-1614NB	SIS-1614NB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-1660NH1	SIS-1660RH1	SIS-1660WH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-1660NH2	SIS-1660RH2	SIS-1660WH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-1660NH3	SIS-1660RH3	SIS-1660WH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-1660NH4	SIS-1660RH4	SIS-1660WH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-1660NH5	SIS-1660RH5	SIS-1660WH5
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm		SIS-1660RH6	SIS-1660WH6
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-1615N	SIS-1615N	SIS-1615N
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17°	SIS-8217A	SIS-8207A	SIS-8207A
	Chimenea ang. 25°	SIS-8217B		
	Chimenea ang. 30°		SIS-8207B	SIS-8207B



NEOBIOTECH® IS SYSTEM

Cónica Interna

		REGULAR
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-2201R
	Análogo	SIS-2202R
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2204RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2204RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2204RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-2204RH7
	Pilar recto antirotatorio	SIS-2205RA
	Pilar angulado 15°	SIS-2282R
	Pilar angulado 25°	SIS-2283R
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2250RR
	Pilar provisional antirotatorio (Ti)	SIS-2250RA
	Ti-Base rotatoria	SIS-2212RR
	Ti-Base antirotatoria	SIS-2212RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2290R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2230RR
	Sobrecolable Cr-Co antirotatorio	SIS-2230RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2210RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2210RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2210RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2210RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2210RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2210RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2214R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2214RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2260RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2260RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2260RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2260RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2260RH5
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm	SIS-2260RH6
	Tornillo Smart Angle	SIS-2215R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8219A
	Chimenea ang. 25°	SIS-8219B



NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®)

Cónica Interna

		STD
	Coping impresión (cubeta abierta) Neo	SIS-2401R
	Análogo	SIS-2402R
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 2,5mm	SIS-2404RH2
	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	SIS-2404RH3
	Tapón cicatrización alt. 4,5mm	SIS-2404RH4
	Tapón cicatrización alt. 5,5mm	SIS-2404RH5
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2405RA
	Pilar angulado 15°	SIS-2482R
	Pilar angulado 25°	SIS-2483R
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2450RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2450RA
	Ti-Base rotatoria	SIS-2412RR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-2412RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2490R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2430RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2430RA
	Pilar SISCator alt. 1mm	SIS-2410RH1
	Pilar SISCator alt. 2mm	SIS-2410RH2
	Pilar SISCator alt. 3mm	SIS-2410RH3
	Pilar SISCator alt. 4mm	SIS-2410RH4
	Pilar SISCator alt. 5mm	SIS-2410RH5
	Tornillo M1,6 (Neo)	SIS-2414R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M1,6 (Neo)	SIS-2414RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2460RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2460RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2460RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2460RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2460RH5
	Pilar Multi-Unit ang. 17° alt 2,5mm	SIS-2470RH2
	Pilar Multi-Unit ang. 17° alt 3,5mm	SIS-2470RH3
	Pilar Multi-Unit ang. 30° alt 3,5mm	SIS-2471RH3
	Pilar Multi-Unit ang. 30° alt 4,5mm	SIS-2471RH4
	Tornillo Smart Angle	SIS-2415R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8208A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8208B



MEGAGEN ANYRIDGE®

Cónica Interna

	STD
Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-2501R
Análogo Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-2502R SIS-8888
Tapón cicatrización alt. 2mm Hexagonal 1,20 Tapón cicatrización alt. 3mm Tapón cicatrización alt. 4mm Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2504RH2 SIS-2504RH3 SIS-2504RH4 SIS-2504RH5
Pilar recto antirrotatorio Pilar angulado 15° Pilar angulado 25° Pilar provisional rotatorio (Ti) Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2505RA SIS-2582R SIS-2583R SIS-2550RR SIS-2550RA
Ti-Base rotatoria Ti-Base antirrotatoria	SIS-2512RR SIS-2512RA
Scanbody (Ti)	SIS-2590R
Sobrecolable Cr-Co rotatorio Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2530RR SIS-2530RA
Pilar SIScator alt. 1mm Pilar SIScator alt. 2mm Pilar SIScator alt. 3mm Pilar SIScator alt. 4mm Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2510RH1 SIS-2510RH2 SIS-2510RH3 SIS-2510RH4 SIS-2510RH5
Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-2514R
TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-2514RB
Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2560RH1 SIS-2560RH2 SIS-2560RH3 SIS-2560RH4 SIS-2560RH5
Tornillo Smart Angle CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-2515R SIS-8222A SIS-8222B



		MINI	REGULAR
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2801N	SIS-2801R
	Hexagonal 1,25		
	Análogo	SIS-2802N	SIS-2802R
	Tornillo fijación análogo digital	SIS-8888	SIS-8888
	Plana/Cruz		
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2804NH3	SIS-2804RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2804NH4	SIS-2804RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2804NH5	SIS-2804RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-2804NH7	SIS-2804RH7
	Hexagonal 1,25		
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2805NA	SIS-2805RA
	Pilar angulado 15°	SIS-2882R	SIS-2882W
	Pilar angulado 25°	SIS-2883R	SIS-2883W
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2850NR	SIS-2850RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2850NA	SIS-2850RA
	Ti-Base rotatoria	SIS-2812NR	SIS-2812RR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-2812NA	SIS-2812RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2890N	SIS-2890R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2830NR	SIS-2830RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2830NA	SIS-2830RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2810NH1	SIS-2810RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2810NH2	SIS-2810RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2810NH3	SIS-2810RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2810NH4	SIS-2810RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2810NH5	SIS-2810RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2810NH6	SIS-2810RH6



		MINI	REGULAR
	Tornillo M1,6 (hex. 1,25)	SIS-2814N	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-2814R
 	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M1,6 (hex. 1,25)	SIS-2814NB	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-2814RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2860NH1	SIS-2860RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2860NH2	SIS-2860RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2860NH3	SIS-2860RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2860NH4	SIS-2860RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2860NH5	SIS-2860RH5
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm	SIS-2860NH6	SIS-2860RH6
 	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm		SIS-2870RH25
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm		SIS-2870RH35
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm		SIS-2871RH35
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm		SIS-2871RH45
 	Tornillo Smart Angle	SIS-2815N	SIS-2815R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8212A	SIS-8213A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8212B	SIS-8213B



DIO® UFI®

Cónica Interna

		RP 3.8/5.5
	Coping impresión (cubeta abierta) Hexagonal 1,20	SIS-2901R
	Análogo	SIS-2902R
	Tornillo fijación análogo digital Plana/Cruz	SIS-8888
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2904RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2904RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2904RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-2904RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2905RA
	Pilar angulado 15°	SIS-2982R
	Pilar angulado 25°	SIS-2983R
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2950RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2950RA
	Ti-Base rotatoria	SIS-2912RR
	Ti-Base antirrotatoria	SIS-2912RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2990R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2930RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2930RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2910RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2910RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2910RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2910RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2910RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2910RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2914R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2914RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2960RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2960RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2960RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2960RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2960RH5
	Pilar Multi-Unit recto alt. 6mm	SIS-2960RH6
	Tornillo Smart Angle	SIS-2915R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8214A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8214B

INSTRUMENTOS

PARA IMPLANTOLOGÍA

SMART IMPLANT SOLUTIONS OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS:

- Kits que se componen de mango corto (clínica) o largo (laboratorio) y diferentes puntas a elegir.
- Llaves especiales para Locator®/SIscator, Multi-Unit, carracas, mangos, adaptadores, etc.
- Puntas para destornilladores de múltiples cabezas en tamaño corto (20mm), mediano (25mm) o largo (35mm).



Kit destornillador mango corto (clínica)
Consta de 6 puntas e incluye el mango corto.

SIS-9114S

Kit destornillador mango largo (laboratorio)
Consta de 6 puntas e incluye el mango largo.

SIS-9115S

Kit de carraca dinamométrica
Consta de carraca dinamométrica, 6 puntas e incluye el mango corto.

SIS-9116S



Mangos, carracas y adaptadores



Carraca dinamométrica

SIS-9118



Llave manual carraca

SIS-9139



Mango corto (clínica)

SIS-9101A



Mango largo (laboratorio)

SIS-9102




Adaptador carraca conexión contra-ángulo

SIS-9139A



Punta destornillador Smart Angle



CORTA 20mm

MEDIANA 25mm

LARGA 35mm

SIS-9142C

SIS-9142M

SIS-9142L

	Llave carraca Locator®/SIScator	SIS-9113		Llave contraángulo Locator®/SIScator	SIS-9134
	Llave carraca Multi-Unit larga (hex. 2)	SIS-9135		Llave contra-ángulo Multi-Unit (hex. 2)	SIS-9136
	Llave manual carraca	SIS-9139		Mango corto clínica	SIS-9101A

Puntas para destornillador

		CORTA 20mm	MEDIANA 25mm	LARGA 35mm	
	Punta hexagonal 0,90	SIS-9131	SIS-9132	SIS-9123 SIS-9124 SIS-9125 SIS-9126	Nobel Biocare® Astra®
	Punta hexagonal 1,20	SIS-9103C	SIS-9103		
	Punta hexagonal 1,25	SIS-9104C	SIS-9104		
	Punta hexagonal 1,27	SIS-9105C	SIS-9105		
	Punta hexagonal 1,70	SIS-9120C	SIS-9120		
	Punta plana 0,5	SIS-9121C	SIS-9121	SIS-9127	Sistemas de tipo ranurado
	Punta torx	SIS-9106C	SIS-9106	SIS-9130	Straumann®
	Punta cuadrada 1,25	SIS-9133C	SIS-9133M	SIS-9133L	Nobel Biocare®
	Punta cuadrada 1,30	SIS-9137C	SIS-9137M	SIS-9137L	Nobel Biocare®
	Punta cruz tipo kl	SIS-9122C	SIS-9122	SIS-9128	Klockner®
	Punta cruz tipo ek	SIS-9138C	SIS-9138M	SIS-9138L	Eckermann®
	Punta unigrip (estrella)	SIS-9112	SIS-9111	SIS-9129	Nobel Biocare®
	Punta estrella (Neo)	SIS-9143C	SIS-9143M	SIS-9143L	Neodent GM®
	Punta estrella	SIS-9144C	SIS-9144M	SIS-9144L	Klockner® Vega®

EXTRACTORES

DE IMPLANTES Y TORNILLOS

USOS ESPECÍFICOS DE LOS TIPOS DE EXTRACTORES

EXTRACTOR PARA TORNILLOS CORONADOS O DEFORMADOS:



SIS-9140

EXTRACTOR TIPO 1

- Diseñado para extraer tornillos con la conexión coronada o deformada.
- Universal para hexagonales de 1,20 / 1,25 / 1,27 / 1,30, unigrip, Torx, etc.
- Indicado para tornillos, pilares de cicatrización, etc.



SIS-9140B

EXTRACTOR TIPO 2

- Diseñado para extraer tornillos con la conexión totalmente deteriorada.
- Se utiliza cuando el extractor tipo 1 no sujeta o arrastra la zona afectada.

TORNILLO CORONADO: Tornillo que mantiene la cabeza del mismo pero la conexión para la llave está deteriorada parcial o totalmente.

EXTRACTOR PARA IMPLANTES FRACASADOS:



SIS-9141A

EXTRACTOR TIPO 3

- Diseñado para extraer implantes **fracasados** con rosca M1,6.
- Universal para la mayoría de implantes del mercado. No debe exceder un torque superior a 100 N cm.
- Para torques mayores debe utilizarse el extractor tipo 4.



SIS-9141B

EXTRACTOR TIPO 4

- Diseñado para extraer implantes **fracasados** con rosca M1,8 y M2.
- Universal para la mayoría de implantes del mercado.
- Aconsejable no exceder un torque superior a 200 N cm.
- También puede ser utilizado para implantes de rosca M1,6 si previamente se ha utilizado el extractor tipo 3.

IMPLANTE FRACASADO: Es el implante que por causas como infección, poco hueso, mala higiene, prótesis incorrecta, etc... no alcanza una correcta osteointegración y tiene un movimiento anormal. Su extracción será con muy poco torque, nunca superior a las indicaciones técnicas del extractor, de forma fácil y cómoda.



SIS-9139

LLAVE MANUAL CARRACA

INSTRUCCIONES DE USO



DESTORNILLADOR

ELÉCTRICO SMART



- Cargador para puerto USB.
- Soporte imantado para puntas.
- Construido en aleación de aluminio ultraligero.
- 8 niveles de torque, desde 1 a 25 Newton.



VIDEO

Funcionamiento
destornillador
eléctrico Smart.

REF. SIS-9102E

PUNTAS SMART



- Puntas fabricadas en acero INOX AISI-420F, templado y revenido.
- Marcado láser para rápida identificación de la conexión.
- Punta imantada, favorece el rápido intercambio.

Hexagonal 1,20	Nobel Biocare® Astra®	SIS-9103E
Hexagonal 1,25		SIS-9104E
Hexagonal 1,27		SIS-9105E
Torx	Straumann®	SIS-9106E
Cruz	Klockner® Eckermann®	SIS-9122E
Unigrip (estrella)	Nobel Biocare®	SIS-9111E
Smart Angle	Solución angulada	SIS-9142E



www.sisaditamentos.com.mx



📍 **San Luis Potosí (Matriz)**
Artículo 123 #180 Int 201, Burócrata,
San Luis Potosí, S.L.P., México.
info@sisaditamentos.com.mx

☎ +52 (444) 496 6776

🌐 www.sisaditamentos.com.mx